



Scheda di composizione prodotto

Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM), with L-Glutamine, w/o Supplements

Codice: SIAL-IMDM-A (500 ml x6)

Specifiche del prodotto

Stato	Soluzione limpida di colore rosso arancio
CO ₂ concentrazione, ottimale	7.0 %
Conservazione e durata	Conservare da +2°C a +8°C, proteggere dalla luce. Una volta aperto, conservare a 4°C e consumare entro 6-8 settimane
Condizioni di spedizione	Ambiente

Formulazione

Componenti	Concentrazione mg/L
Aminoacidi:	
L-Alanine	25.00
L-Arginine HCl	84.00
L-Asparagine H ₂ O	28.40
L-Aspartic Acid	30.00
L-Cystine 2HCl	91.24
L-Glutamic Acid	75.00
L-Glutamine	584.00
Glycine	30.00
L-Histidine HCl H ₂ O	42.00
L-Isoleucine	105.00
L-Leucine	105.00
L-Lysine HCl	146.00
L-Methionine	30.00
L-Phenylalanine	66.00
L-Proline	40.00
L-Serine	42.00
L-Threonine	95.00
L-Tryptophan	16.00
L-Tyrosine 2Na 2H ₂ O	103.79
L-Valine	94.00
Vitamine:	
D-Biotin	0.013
Choline chloride	4.00

Componenti	Concentrazione mg/L
D-Calcium Pantothenate	4.00
Folic Acid	4.00
myo-Inositol	7.20
Nicotinamide	4.00
Pyridoxal HCl	4.00
Riboflavin	0.40
Thiamine HCl	4.00
Vitamin B12	0.013
Sali inorganici:	
CaCl ₂ 2H ₂ O	219.00
MgSO ₄	97.67
KCl	330.00
KNO ₃	0.076
NaHCO ₃	3024.00
NaCl	4505.00
Na ₂ HPO ₄ (anhydrous)	109.00
Na ₂ SeO ₃	0.017
Altri componenti:	
D-Glucose	4500.00
HEPES	5958.00
Phenol Red Sodium Salt	16.0
Sodium Pyruvate	110.00



yourSial

Media & Serum

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280