



Scheda di composizione prodotto

L-Glutamine Solution (200 mM)

Codice: SIAL-Lglu

Specifiche prodotto

L-glutammina è un amminoacido essenziale ed è un componente cruciale dei terreni di coltura che funge da principale fonte di energia per le cellule in coltura. L-glutammina è molto stabile come polvere secca e come soluzione congelata. Tuttavia, nei terreni liquidi o nelle soluzioni madre, la L-glutammina si degrada in modo relativamente rapido. Per prestazioni ottimali, di solito richiedono l'integrazione dei media con L-glutammina prima dell'uso. Questa soluzione viene preparata in acqua per colture cellulari.

Specifiche prodotto

Stato	Liquido trasparente congelato
Conservazione e durata	Conservare a $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitare ripetuti cicli di congelamento-scongelo. Si consiglia la preparazione di aliquote. Una volta aperto, conservare a 4°C e consumare entro 2-4 settimane.
Condizioni per la spedizione	Congelato (Ghiaccio secco)
Scongelo	Scongelo a $+37^{\circ}\text{C}$ a bagnomaria. Agitare delicatamente per omogeneizzare.

Formulazione

Componenti	Concentrazione mg/L
L-Glutamine	29200

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280