



Scheda di composizione prodotto

MEM with Earle's Salts with L-Glutamine

Codice: SIAL-MEM-A (500 ml x 6)

Specifiche del prodotto

| | |
|-----------------------------------|---|
| Stato | Soluzione rosso chiaro/arancione |
| Concentrazione di CO ₂ | 5.0 % |
| Stoccaggio | Conservare a +2°C / +8°C, proteggere dalla luce Una volta aperto, conservare a 4° C ed utilizzare fino a 6/8 settimane |
| Condizioni per la spedizione | Ambiente |

Formulazione

| Componenti | Concentrazione mg/L |
|------------------------------------|---------------------|
| Amminoacidi: | |
| L-Arginine HCl | 126.00 |
| L-Cystine 2 HCl | 31.30 |
| L-Glutamine | 292.00 |
| L-Histidine HCl H ₂ O | 42.00 |
| L-Isoleucine | 52.00 |
| L-Leucine | 52.00 |
| L-Lysine HCl | 72.50 |
| L-Methionine | 15.00 |
| L-Phenylalanine | 32.00 |
| L-Threonine | 48.00 |
| L-Tryptophan | 10.00 |
| L-Tyrosine 2 Na 2 H ₂ O | 51.90 |
| L-Valine | 46.00 |
| Vitamine: | |
| Choline Chloride | 1.00 |
| D-Calcium Pantothenate | 1.00 |

| Componenti | Concentrazione mg/L |
|--------------------------------------|---------------------|
| Folic Acid | 1.00 |
| myo-Inositol | 2.00 |
| Nicotinamide | 1.00 |
| Pyridoxal HCl | 1.00 |
| Riboflavin | 0.10 |
| Thiamine HCl | 1.00 |
| Sali inorganici: | |
| CaCl ₂ 2 H ₂ O | 265.00 |
| KCl | 400.00 |
| MgSO ₄ | 97.67 |
| NaCl | 6800.00 |
| NaHCO ₃ | 2200.00 |
| NaH ₂ PO ₄ | 122.00 |
| Altri componenti: | |
| D-Glucose | 1000.00 |
| Phenol Red Sodium Salt | 11.00 |

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280