



## Scheda composizione prodotto

### MEM Non Essential Amino Acids (100x)

Codice: SIAL-NEAA-B (100 ml x 6)

#### Specifiche del prodotto

Gli amminoacidi non essenziali sono usati come supplemento per i terreni di coltura cellulare, per aumentare la crescita e la vitalità cellulare.

#### Specifiche del prodotto

Stato	Soluzione chiara
Conservazione	Conservare da +2°C a +8°C, proteggere dalla luce
Condizioni di spedizione	Ambiente

#### Formulazione

Componenti	Concentrazione g/L
Glycine	0.75
L-Alanine	0.89
L-Asparagine Monohydrate	1.50
L-Aspartic Acid	1.33
L-Glutamic Acid	1.47
L-Proline	1.15
L-Serine	1.05

#### Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

#### Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

## Sial

S.I.A.L. Srl  
Via Giovanni Devoti 14  
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280  
Fax: +39 06/6628503  
E-mail: [info@sialgroup.com](mailto:info@sialgroup.com)

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00  
Web: [sialgroup.com](http://sialgroup.com)

CHIAMACI AL NUMERO  
**06 6625280**