



Scheda di composizione prodotto

Dulbecco's PBS (1x), with Ca & Mg, w/o Phenol Red

Codice: SIAL-PBS-2A (500 ml x 6)

Informazioni Generali

Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) è una soluzione salina a base acquosa utilizzata in varie aree di ricerca. Il tampone non è tossico e fornisce alle cellule acqua e ioni inorganici necessari per il metabolismo cellulare. Può essere utilizzato anche per il risciacquo, come diluente o soluzione di riferimento.

Specifiche del prodotto

Stato	Liquido chiaro
Conservazione e durata	Conservare da +2°C a +25°C all'arrivo . Una volta aperto, conservare da +2°C a +25°C ed utilizzare entro 24 mesi.
Condizioni per la spedizione	Ambiente

Formulazione

Componenti	Concentrazione mg/L
Calcium chloride dihydrate	133
Magnesium chloride hexahydrate	100
Potassium chloride	200
Potassium phosphate monobasic anhydrous	200
Sodium chloride	8000
Sodium phosphate dibasic anhydrous	1150

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280