



Scheda di composizione prodotto

Penicillin/Streptomycin (100x)

Codice: SIAL- PEN/STREP

Informazioni Generali

Gli antibiotici penicillina e streptomicina sono utilizzati nelle colture cellulari per prevenire la contaminazione batterica grazie alla loro efficace azione combinata contro i batteri gram-positivi e gram-negativi.

Applicazioni:

- Prevenzione della contaminazione delle colture cellulari
- Soluzione antibiotica più comune per la coltura di cellule di mammifero

Specifiche del prodotto

Stato	Liquido trasparente congelato
Conserzazione e durata	Conservare a $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Evitare ripetuti cicli di congelamento-scongellamento. Si consiglia la preparazione di aliquote. Una volta aperto conservare a $+4^{\circ}\text{C}$ e consumare entro 4-6 settimane
Condizioni per la spedizione	Congelato (ghiaccio secco)
Scongellamento	Durante la notte da $+2^{\circ}\text{C}$ a $+8^{\circ}\text{C}$. Agitare delicatamente per omogeneizzare
Concentrazione lavorativa	Concentrazione finale consigliata: 10 ml/L

Formulazione

Componenti	Concentrazione
Penicillina G Sodica	10^7 Unità/L
Streptomicina solfato	10000 mg/L
NaCl	9000 mg/L

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto di intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280