



## Scheda composizione prodotto

### RPMI 1640 Medium, with L-Glutamine

Codice: SIAL-RPMI-A (500 ml x 6)

#### Specifiche del prodotto

Stato	Soluzione rosso chiaro/arancione
Concentrazione di CO2	4.5 %
Stoccaggio	Conservare a +2°C / +8°C, proteggere dalla luce. Una volta aperto, conservare a 4° C ed utilizzare fino a 6/8 settimane
Condizioni per la spedizione	Ambiente

#### Formulazione

Componenti	Concentrazione mg/L
<b>Aminoacidi:</b>	
Glycine	10.00
L-Arginine	200.00
L-Asparagine H <sub>2</sub> O	56.82
L-Aspartic Acid	20.00
L-Cystine 2HCl	65.20
L-Glutamic Acid	20.00
L-Glutamine	300.00
L-Histidine HCl H <sub>2</sub> O	20.27
L-Hydroxy-L-Proline	20.00
L-Isoleucine	50.00
L-Leucine	50.00
L-Lysine HCl	40.00
L-Methionine	15.00
L-Phenylalanine	15.00
L-Proline	20.00
L-Serine	30.00
L-Threonine	20.00
L-Tryptophan	5.00
L-Tyrosine 2Na 2H <sub>2</sub> O	28.83
L-Valine	20.00

Componenti	Concentrazione mg/L
<b>Vitamine:</b>	
p-Amino Benzoic Acid	1.00
D-Biotin	0.20
Choline Chloride	3.00
D-Calcium Pantothenate	0.25
Folic Acid	1.00
myo-Inositol	35.00
Nicotinamide	1.00
Pyridoxine HCl	1.00
Riboflavin	0.20
Thiamine HCl	1.00
Vitamin B12	0.005
<b>Sali inorganici:</b>	
Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> 4 H <sub>2</sub> O	100.00
KCl	400.00
MgSO <sub>4</sub> 7H <sub>2</sub> O	100.00
NaCl	6000.00
NaHCO <sub>3</sub>	2000.00
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	800.00
<b>Altri componenti:</b>	
D-Glucose	2000.00
L-Glutathione Reduced	1.00
Phenol Red Sodium Salt	5.30

#### Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

#### Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

# Sial

S.I.A.L. Srl  
Via Giovanni Devoti 14  
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280  
Fax: +39 06/6628503  
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00  
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO  
**06 6625280**

