



Scheda composizione prodotto

RPMI 1640, w/o L-Glutamine

Codice: SIAL-RPMI-XA (500 ml x 6)

Specifiche del prodotto

Stato	Soluzione rosso chiaro/arancione
Concentrazione di CO2	4.5 %
Stoccaggio	Conservare a +2°C / +8°C, proteggere dalla luce Una volta aperto, conservare a 4° C ed utilizzare fino a 6-8 settimane
Condizioni per la spedizione	Ambiente

Formulazione

Componenti	Concentrazione mg/L
Aminoacidi:	
Glycine	10.00
L-Arginine	200.00
L-Asparagine H ₂ O	56.82
L-Aspartic Acid	20.00
L-Cystine 2HCl	65.20
L-Glutamic Acid	20.00
L-Histidine HCl H ₂ O	20.27
L-Hydroxy-L-Proline	20.00
L-Isoleucine	50.00
L-Leucine	50.00
L-Lysine HCl	40.00
L-Methionine	15.00
L-Phenylalanine	15.00
L-Proline	20.00
L-Serine	30.00
L-Threonine	20.00
L-Tryptophan	5.00
L-Tyrosine 2Na 2H ₂ O	28.83
L-Valine	20.00

Componenti	Concentrazione mg/L
Vitamine:	
p-Amino Benzoic Acid	1.00
D-Biotin	0.20
Choline Chloride	3.00
D-Calcium Pantothenate	0.25
Folic Acid	1.00
myo-Inositol	35.00
Nicotinamide	1.00
Pyridoxine HCl	1.00
Riboflavin	0.20
Thiamine HCl	1.00
Vitamin B12	0.005
Sali inorganici:	
Ca(NO ₃) ₂ 4 H ₂ O	100.00
KCl	400.00
MgSO ₄ 7H ₂ O	100.00
NaCl	6000.00
NaHCO ₃	2000.00
Na ₂ HPO ₄	800.00
Altri componenti:	
D-Glucose	2000.00
L-Glutathione Reduced	1.00
Phenol Red Sodium Salt	5.30

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280