



Scheda di composizione prodotto

DMEM High Glucose (4.5 g/l) with L-Glutamine, Sodium Pyruvate

Codice: SIAL-DMEM-HPA (500 ml x 6)

Specifiche del prodotto

Stato	Soluzione rosso chiaro/arancione
Concentrazione di CO2	8.5 %
Stoccaggio	Conservare a +2°C / +8°C, proteggere dalla luce Una volta aperto, conservare a 4° C ed utilizzare fino a 6/8 settimane
Condizioni per la spedizione	Ambiente

Formulazione

Componenti	Concentrazione mg/L
Aminoacidi:	
Glycine	30.00
L-Arginine HCl	84.00
L-Cystine 2 HCl	62.57
L-Glutamine	584.00
L-Histidine HCl H ₂ O	42.00
L-Isoleucine	105.00
L-Leucine	105.00
L-Lysine HCl	146.00
L-Methionine	30.00
L-Phenylalanine	66.00
L-Serine	42.00
L-Threonine	95.00
L-Tryptophan	16.00
L-Tyrosine 2 Na 2H ₂ O	103.79
L-Valine	94.00

Componenti	Concentrazione mg/L
Vitamine:	
Choline chloride	4.00
D-Calcium Pantothenate	4.00
Folic Acid	4.00
myo-Inositol	7.20
Nicotinamide	4.00
Pyridoxal HCl	4.00
Riboflavin	0.40
Thiamine HCl	4.00
Sali inorganici:	
CaCl ₂ 2 H ₂ O	265.00
Fe(NO ₃) ₃ 9 H ₂ O	0.10
KCl	400.00
MgSO ₄ 7H ₂ O	200.10
NaCl	6400.00
NaHCO ₃	3700.00
NaH ₂ PO ₄ 2H ₂ O	141.73
Altri componenti:	
D-Glucose	4500.00
Phenol Red Sodium Salt	15.90
Sodium Pyruvate	110.00

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com