



Scheda di composizione prodotto

MEM with Earle's Salts, w/o L-Glutamine

Codice: SIAL-MEM-XA (500 ml x 6)

Specifiche del prodotto

Stato	Soluzione rosso chiaro/arancione
Concentrazione di CO ₂	5.0 %
Stoccaggio	Conservare a +2°C / +8°C, proteggere dalla luce Una volta aperto, conservare a 4° C ed utilizzare fino a 6/8 settimane
Condizioni per la spedizione	Ambiente

Formulazione

Componenti	Concentrazione mg/L
Aminoacidi:	
L-Arginine HCl	126.00
L-Cystine 2 HCl	31.30
L-Histidine HCl H ₂ O	42.00
L-Isoleucine	52.00
L-Leucine	52.00
L-Lysine HCl	72.50
L-Methionine	15.00
L-Phenylalanine	32.00
L-Threonine	48.00
L-Tryptophan	10.00
L-Tyrosine 2 Na 2 H ₂ O	51.90
L-Valine	46.00
Vitamine:	
Choline chloride	1.00
D-Calcium Pantothenate	1.00
Folic Acid	1.00

Componenti	Concentrazione mg/L
myo-Inositol	2.00
Nicotinamide	1.00
Pyridoxal HCl	1.00
Riboflavin	0.10
Thiamine HCl	1.00
Sali inorganici:	
CaCl ₂ 2 H ₂ O	265.00
MgSO ₄	97.67
KCl	400.00
NaHCO ₃	2200.00
NaCl	6800.00
NaH ₂ PO ₄ (anhydrous)	122.00
Altri componenti:	
D-Glucose	1000.00
Phenol Red Sodium Salt	11.0

Precauzioni ed avvisi:

Il prodotto si intende per uso esclusivo ricerca.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di aiuto, contattaci ai seguenti recapiti:

Sial

S.I.A.L. Srl
Via Giovanni Devoti 14
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280
Fax: +39 06/6628503
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO
06 6625280