

# AriaMx Real-Time PCR Instrument

Acquistando il termociclatore per Real-Time PCR AriaMx + filtro SYBR/FAM, il secondo filtro lo pagherai solo 1 €.

Better Systems. Brilliant Results.

L'AriaMx qPCR system di Agilent è lo strumento ideale che risponde perfettamente alle tue esigenze di laboratorio, grazie alla possibilità di installare filtri in qualsiasi momento, anche successivamente all'acquisto della macchina.

Il termociclatore per Real-Time PCR, AriaMx, è un sistema completamente integrato per qPCR, detection ed analisi dei dati. La macchina di tecnologia proprietaria, integra un sistema ottico avanzato con fonte di luce di eccitazione a LED ed un software completo per l'interpretazione dei dati. È possibile settare sullo strumento fino a 6 cartucce ottiche e di separare in maniera ottimale, mediante scansione ottica, i dye ed i campioni.

Ordinando una macchina AriaMx qPCR system con il filtro SYBR/FAM, potrai acquistarne un secondo (a scelta) al costo di 1€.

## Descrizione

AriaMx Real-Time PCR System con filtro SYBR/FAM

### Ulteriori filtri disponibili:

ROX Filter (585.0nm - 610.0nm)

HEX Filter (535.0nm - 555.0nm)

CY3 Filter (542.0nm - 568.5nm)

CY5 Filter (635.0nm - 665.0nm)

ATTO425 Filter (435.0nm - 475.0nm)

Valore  
fino a  
€ 3400

Per ricevere una quotazione chiedi al tuo referente di zona o contattaci ai seguenti recapiti:

**Sial**

S.I.A.L. Srl  
Via Giovanni Devoti 14  
00167 - Roma, Italia

Tel: +39 06/6625280  
Fax: +39 06/6628503  
E-mail: info@sialgroup.com

Orari: Lun - Ven 8:30 - 18:00  
Web: sialgroup.com

CHIAMACI AL NUMERO  
06 6625280



**Agilent**  
Trusted Answers



For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

This information is subject to change without notice.  
PR7000-3195